

であった。【結論】この示数を用いた方法は血管造影初心者の技術向上および患者のリスク軽減に寄与する。

P3-44.

高齢者の上部消化管内視鏡治療時における Propofol の安全性評価

(内科学第四)

野中 雅也、後藤田卓志、森安 史典

【背景】 上部消化管内視鏡治療を施術する上で十分な鎮静が必要である。Propofol は覚醒も良好で安定した術中鎮静が得られるが高齢者の Propofol の安全性につき検討した報告は少ない。

【目的】 高齢者の Propofol を用いた治療時の安全性を検討。

【対象と方法】 2011 年 2 月から 2012 年 11 月に Propofol を用いた 185 症例を対象。65 歳未満 A 群 (40 例)、65 歳以上 75 歳未満 B 群 (49 例)、75 歳以上 C 群 (96 例) に分け治療時間、Propofol 総量、時間使用量、術中血圧低下、脈拍低下、最低血中酸素飽和度、Propofol 投与中断の有無、術後覚醒遅延の有無を検討した。治療は経鼻酸素持続投与下 (2 L/分) でベンタゾシン 15 mg を静脈注射後 1% Propofol 0.5 mg/kg/10 sec で導入、Ramsay sedation score レベル 5 から 6 で治療を開始。維持量は 0.3~0.5 mg/kg/hr 静脈内持続投与、治療中に体動や苦悶様表情を認めた場合は Propofol 0.5 mg/kg/10 sec 追加、維持量の範囲内で增量した。

【結果】 収縮期血圧が 80 mmHg 以下になった症例；A 群で 3/40 例 (7.5%)、B 群で 3/49 例 (6.1%)、C 群で 6/96 例 (6.3%)、脈拍が 50 回/分以下になった症例；A 群で 6/40 例 (15%)、B 群で 2/47 例 (4.3%)、C 群で 10/88 例 (11.45%)、施術中 Propofol 持続投与を中断した症例；A 群で 4/40 例 (10%)、B 群で 3/49 例 (6.1%)、C 群で 10/96 例 (10.4%)、上記の検討で 2 群間に有意差は認めない。術後の覚醒遅延は全群で認めない。【結語】高齢者は若年者同様に Propofol は安全に使用可能である。覚醒遅延がない分帰棟後の再鎮静に対する頻繁な看護の必要性を考慮すると今後は益々汎用されると考えられる。

P3-45.

肝弾性測定が有用と考えられた B-RTO の一例

(社会人大学院 4 年内科学第四)

○小川 紗織

(内科学第四)

岩塚 邦生、安藤 真弓、佐野 隆友
村嶋 英学、宮田 祐樹、平良 淳一
杉本 勝俊、古市 好宏、今井 康晴
中村 郁夫、森安 史典

症例は 76 歳女性。C 型肝硬変、肝細胞癌の診断にて当院通院中。平成 24 年 5 月、自宅で意識レベルが低下し、当院外来を受診。呂律障害、羽ばたき振戦を認め、血液検査所見上 NH3 214 µg/dl と高値であり、肝性脳症の診断にて緊急入院となった。同日より分岐鎖アミノ酸の補液加療を開始し、症状の改善を得たが、以前より肝性脳症を繰り返しており、原因と考えられる脾腎シャントに対しバルーン閉塞下逆行性経靜脈的塞栓術 (B-RTO) 施行となった。B-RTO 前の血管造影では脾静脈は逆流し、太いシャントを介して左腎静脈に流出していた。留置法にて B-RTO を行い、術後の造影 CT ではシャントの良好な血栓化を認めた。術後、肝性脳症の症状は消失し、現在も脳症の出現はなく NH3 値は良好なコントロールを得ている。又、術前の肝予備能は Child-Pugh 分類 B, 8 点であったが、術後は A, 6 点まで改善した。

近年、組織の硬さを計測し組織性状を診断する Elasticity imaging (弾性映像法) が急速に普及しており、当科では Elasticity imaging に使用する超音波画像診断装置として Supersonic imagine 社製 Aixplorer を導入している。Aixplorer は定量的に組織弾性をリアルタイムで測定・表示することを可能にした超音波診断装置である。B-RTO の術前には肝硬変の程度を評価、把握する必要性があり、評価法の一つに肝組織弾性測定が有用ではないかと考え、本症例にて B-RTO 後 11 ヶ月まで経過を観察した。B-RTO 前 11.9 kPa とわずかな上昇を認める程度であった数値が、術後一過性に 30.1 kPa まで上昇、その後低下し、術 1 ヶ月後より横ばいの経過をたどっている。

本症例の臨床経過と合わせ、肝組織弾性値の推移の意義を考察したので報告する。